



## Mikropipette, festes Volumen, 200 µL

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Artikel-Nr.:                | 2946007 |
| CHF Preis:                  | Kontakt |
| Kein Versanddatum angezeigt |         |

Die Mikropipette verfügt über einen zweistufigen Kolben-Dispenser, der bei Pipettierverfahren für hohe Genauigkeit und Präzision sorgt und die Abgabe des letzten Tropfens erleichtert. Der einzigartige Spitzenkonus ist sowohl für Mikro- als auch für Ultra-Mikropipettenspitzen geeignet. Jede Mikropipette ist voll autoklavierbar und zur einfachen Erkennung farbcodiert. 1 Pipettenspitze im Lieferumfang. Zusätzliche Pipettenspitzen separat erhältlich.

---

### Technische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Genauigkeit:             | 0,5 %     |
| Kapazität:               | 200 µL    |
| Volumen / Packungsgröße: | 1 jeweils |