



Be Right™



Zusätzlicher anschraubbarer Becher für Probennehmerschöpfkelle, 500 mL

Artikel-Nr.: 2929401

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Diese Schöpfkellen für eine bequeme Probenahme aus Tanks, Behältern, Bächen, Teichen, Seen usw. sind leicht, einfach zu bedienen und tragbar. Die Polypropylenbecher verfügen über Schraubgewinde, die auf den Griff geschraubt werden. Die zwei Ausgießer an der 500 mL Schöpfkelle ermöglichen Links- oder Rechtshändern, von einer der beiden Seiten zu gießen. Die Enden sind für eine einfache Reinigung verschlossen und verfügen über einen Haken zum Aufhängen.

Technische Daten

Kapazität: 500 mL

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils