



## Pipette, serologisch, steril, Polystyrol mit Stopfen, 10 mL, 500 Stück

Artikel-Nr.: 2092868

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2092828

Einweg aus Polystyrol mit Stopfen am oberen Ende Kalibriert „für Abgabe/Ausblasen“.

Sterile Einwegpipette aus Kunststoff mit Stopfen. Lose verpackt, 10x 50 Stück, farbcodiert. Schwarze aufsteigende/absteigende Skala. Auf Auslauf („To Deliver“) kalibriert. Genauigkeit  $\pm 2\%$ .

---

### Technische Daten

Graduations:	0.10 mL
Kapazität:	10 mL
Volumen / Packungsgröße:	500 /Packung