



Dispenser, variables Volumen, digital, 1,0 - 10,0 mL

Artikel-Nr.: 2563140

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die Flaschenaufsatz-Dispenser mit variablem Volumen werden direkt auf Reagenzflaschen geschraubt, um Lösungsmengen innerhalb engster Toleranzen zu liefern. Feste Selektorenschritte, werkseitig permanent kalibriert.

Das direkte Anbringen des Dispensers auf der Reagenzflasche ermöglicht die dosierbare Abgabe in einem Zug. Inertes Material für alkalische, saure und organische Lösungen. Autoklavierbar (121 °C). Die Dispenser passen auf Flaschen mit 33 mm Schraubgewinde am Hals (Adapter für Ausführungen mit 28, 38 und 45 mm im Lieferumfang enthalten). Der Dispenser lässt sich um 360° drehen.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils