



Be Right™



## Reagenzglas, Kultur, mit Schraubkappe, 25 x 150 mm, 10 St.

Artikel-Nr.: 2096250  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Die Kappe verfügt über eine fest verklebte Gummibeschichtung, die eine sichere und hochinerte Dichtfläche schafft.

Die Kappe verfügt über eine fest verklebte Gummibeschichtung, die eine sichere und hochinerte Dichtfläche schafft.

---

### Technische Daten

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (D x L):            | 25 mm x 150 mm           |
| Durchmesser:                    | 25 mm                    |
| Kapazität:                      | Kapazität bis Hals 50 mL |
| Länge:                          | 150 mm                   |
| Spezielles Ausstattungsmerkmal: | Tube, 25 x 150 mm        |
| Volumen / Packungsgröße:        | 10 /Packung              |