



Be Right™



Beutel, Whirl-Pak* 5-1/2X9, 10 Stück

Artikel-Nr.: 1437297
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gemäß Standardmethoden und USEPA-Vorgaben für das Sammeln von Trinkwasserproben. Hergestellt aus Poly-Harzen, die vom USDA und der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. Sterile (zertifiziert), transparente Einweg-Polyethylenbeutel mit dem bewährten „Whirl-Pak“ Verschluss. Geeignet für das Sammeln von flüssigen und festen Proben.

Technische Daten

Kapazität: 720 mL
Volumen / Packungsgröße: 10