



Be Right™



Röhrchen mit Brilliantgrün-Galle-Bouillon, 15 Stück

Artikel-Nr.: 32215CP
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Brilliantgrün-Galle-Bouillon, bestätigt Gesamtcoliforme

Umfassende Lösungen für Wasseranalysen im Schwimmbadbereich

Umfassende Lösungen für Abwasseranalysen

Umfassende Lösungen für Trinkwasseranalysen

Technische Daten

Material:	Glas
Media Type:	Brilliantgrün-Galle-Bouillon, Kaltversand
Volumen / Packungsgröße:	15 /Packung