



Ampullen, m-ColiBlue24 Bouillon, Glas, 20 Stück

Artikel-Nr.: 2608420

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Ampullen mit m-ColiBlue24 Bouillon; Glas

In 24 Stunden liefert Ihnen die m-ColiBlue24 Bouillon von Hach gleichzeitig Ergebnisse für Coliforme und E. coli. Die gebrauchsfertigen Medien von Hach machen Mess-, Misch- und Autoklavierschritte zur Herstellung dehydrierter Medien überflüssig. Glasampullen (26084-20), Kunststoffampullen (260845-00), 100 mL Flaschen (26084-42) mit m-ColiBlue24 und Agar-Platten (28052-15) bieten eine maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für vorgemessene und vorbereitete Medien. Zählen Sie die Gesamtcoliformen und E. coli auf einer Petrischale. Die Kolonien sind leicht zu unterscheiden - rot und blau zeigen Gesamtcoliforme an und blau gibt E. coli an. Ermöglichen Sie eine optimale Erholung von gestressten und verletzten Organismen.

Verwenden Sie m-ColiBlue24 Bouillon zur genauen Überwachung und Bewertung von Coliform- und E.-coli-Gesamtmenen in Trinkwasser, Abwasser, abgefülltem Wasser, Getränken, Oberflächen-, Boden- und Brunnenwasser sowie Reinstwasser, chemischem Verarbeitungs- und pharmazeutischem Prozesswasser.

m-ColiBlue24 darf nur mit Pads verwendet werden, die von folgenden Unternehmen /Marken hergestellt wurden: Pall Corporation (z. B. sterile Petrischalen mit absorbierenden Pads), Private-Label-/OEM-Produkte von Pall Gelman, Sartorius (Cellulose- und Glasfaserpads), Sartorius Biosart Produkte mit integrierter Petrischale und sterilisierte Pads von Millipore EO. Kein anderes Pad ist mit dem Produkt kompatibel, und die Verwendung eines anderen Pads als den empfohlenen kann zu unzuverlässigen, ungenauen Daten führen.

Mit der gebrauchsfertigen m-ColiBlue24 Bouillon können Sie:

Lesen und bestätigen Sie die Ergebnisse in 24 Stunden

Höchste Empfindlichkeit - 1 KBE/100 mL

Durchführung von Notfalltests und routinemäßiger Überwachung

Keine spezielle Ausrüstung und UV-Lampe mehr nötig

Minimieren Sie das Wachstum von nicht coliformen Bakterien im Hintergrund

Technische Daten

Material:	Glas
Media Type:	m-ColiBlue24 Broth
Volumen / Packungsgröße:	20 /Packung