




Be Right™



M COLIBLUE24 Ampullen mit Nährmedium (50 St.)

Artikel-Nr.: 2608450
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gebrauchsfertiges Nährmedium für den simultanen Nachweis von E.coli und Coliformen Keimen in einem Ansatz in 24h. 50 x 2 mL Kunststoff-Ampullen.

Schnelles Messergebnis: Nach nur 24 Stunden steht die Entscheidung - mit Sicherheit

Einfache Handhabung mit portioniertem Selektivmedium

Kostengünstig - keine Auswertegeräte oder Lampen

erforderlich

Hohe Empfindlichkeit: 1 Keim / 100 mL

Technische Daten

Material:	Plastic
Media Type:	m-Colibblue24 Broth
Volumen / Packungsgröße:	50 St.