



Beckenrandbefestigung für Solitax sc und TSS sc Sonden, 24 cm

Artikel-Nr.: **LZY714.99.52120**
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigungs-Set zur Montage der Sonde im Becken oder Gerinne. Bestehend aus: Montagerohr 2 m, 90° Sondenadapter, Wandbefestigung (24 cm) mit Sockel, Halteklammern, Schrauben und div. Kleinteile. Material: Edelstahl.

Für Solitax sc (LXV423.99.xxx00) und TSS sc (LXV32x.99.10001) Sonden.

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur die tragenden Teile: 6.4 kg
Länge:	Pfosten: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter Edelstahl 1.4308; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle Solitax sc und TSS sc Tauchsonden