



Be Right™



Cl17 Chloranalyse-Wartungsset (Selbstmontage)

Artikel-Nr.: 5444300

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Wartungsset (für nach März 2000 verkaufte Messgeräte). Enthält Reagenzschläuche (nicht abgebildet), Reagenzkappen und Armaturen, jährlich zu ersetzen. Pumpenmodul-Schläuche, alle 3 oder 6 Monate zu ersetzen.

HINWEIS: Für vor April 2000 gekaufte Messgeräte bitte Artikel 4721600 kaufen.