



Be Right™



ICE-PIC 1 NTU-Kalibrierungs-/Verifizierungsmodul

Artikel-Nr.: 5221500
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Geeignet zur Nutzung mit den Messgeräten 1720E, D und C.

Kalibrierung in weniger als 60 Sekunden verifizieren

Kein Verlust des Probenflusses zum Abschluss einer Verifizierung

Keine Probenzelle nach der Verifizierung neu zu konditionieren

Technische Daten

Inhalt: ICE-PIC, Anweisungen.

Inhalt

ICE-PIC, Anweisungen.