



Be Right™



## Amtax sc Elektroden-Zubehörsatz (3x Elektrolyt und 3x Membrankappen), für Messbereiche 2, 3, 4 (0,05 - 1.000 mg/L NH<sub>4</sub>-N)

Artikel-Nr.:

LCW868

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

---

### Technische Daten

Messbereich:	0,05 - 1.000 mg/L NH <sub>4</sub> -N
Messgerät:	Amtax sc
Parameter:	Ammonium