



Be Right™



FerroVer Eisen Reagenz Pulverkissen, 0,02-3,00 mg/L Fe

Artikel-Nr.:

85499

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Eisen nach der 1,10 Phenantrolin-Methode. 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Aufschluss erforderlich:	für Eisen gesamt
Beschreibung:	FerroVer Eisen Reagenz Pulverkissen, 25 ml
EPA konform:	Ja
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	FerrVer
Methode (Nummer):	8008
Parameter:	Eisen
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.