



Be Right™



## Eisen Reagenz Pulverkissen, 0,02-3,00 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2105769  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Eisen nach der FerroVer-Methode. Für 10 mL Probe.

### Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Anzahl Bestimmungen:     | 100  |
| Aufschluss erforderlich: | für Eisen gesamt                           |
| Beschreibung:            | FerroVer Eisen Reagenz Pulverkissen, 10 mL |
| EPA konform:             | Ja   |
| Lagerbedingungen:        | 10 °C - 25 °C                              |
| Messbereich:             | 0,02 - 3,00 mg/L Fe                        |
| Messgerät:               | Alle außer DR/3000, DR/2000                |
| Methode:                 | FerroVer                                   |
| Methode (Nummer):        | 8008                                       |
| Parameter:               | Eisen                                      |
| Plattform:               | Pulverkissen                               |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 St.                                    |