



Be Right™



Eisen Reagenz Pulverkissen, 0,012-1,800 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2608799
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von niedrigen Eisen-Konzentrationen. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, DR/820
Methode:	TPTZ
Methode (Nummer):	8112
Parameter:	Eisen
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 /pk