



Molybdän Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,2 - 40,0 mg/L Mo

Artikel-Nr.: 2604100
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Molybdän. Für 10 mL Probe. 100 Stück.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,3 - 40,0 mg/L Mo
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, PC II
Methode:	Mercaptoessigsäure
Methode (Nummer):	8036
Parameter:	Molybdän
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	10 mL