



Cobalt/Nickel Reagenziensatz

Artikel-Nr.:

2651600

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Cobalt, 0,01-2,00 mg/L Co, und Nickel, 0,006-1,600 mg/L Ni, PAN Methode. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Messbereich (2):	0.006 - 1.000 mg/L Ni
Messgerät:	Alle außer Dr/3000, DR/2000, DR/800
Methode:	PAN
Methode (Nummer):	8078
Methode (Nummer) :	8150
Parameter:	Cobalt, Nickel
Probenvolumen:	10 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml