



Mangan Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,006-0,700 mg/L Mn

Artikel-Nr.:

2651700

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Mangan nach der PAN-Methode.

Satz enthält: Alkal. Cyanidreagenz (2122326) 50 mL, Ascorbinsäure (1457799), PAN-Indikatorlösung (2122426) 50 mL

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	Satz enthält: Alkal. Cyanidreagenz (2122326) 50 mL, Ascorbinsäure (1457799), PAN-Indikatorlösung (2122426) 50 mL
Messbereich:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Methode:	PAN
Methode (Nummer):	8149
Parameter:	Mangan
Probenvolumen:	50 mL