



Be Right™



DPD freies Chlor (Ersatz-)Ampulle für Swiftest Reagenz-Dosierer

Artikel-Nr.: 2105560
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von freiem Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	250
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8021
Parameter:	Chlor, freies
Plattform:	Swiftest

Erforderliches Zubehör

- Swiftest DPD Freies Chlor Reagenz-Dosierer mit Reagenz-Ampulle (Item 2802300)