



Be Right™



Molybdat Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.: 2107369
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kieselsäure, 1-100 mg/L SiO₂.

Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Silicomolybdate
Methode (Nummer):	8185
Parameter:	Silica
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.