



Be Right™



DEHA Reagenz 1, Pulverkissen, 3-450 µg/L DEHA

Artikel-Nr.: 2167969
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Sauerstoffbindern nach der Eisen-Reduktionsmethode. 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Beschreibung:	DEHA Reagenz 1, Pulverkissen
Messbereich:	3 - 450 µg/L Carbohydrazid
Messbereich (2):	5 - 600 µg/L Carbohydrazide
Messbereich (3):	9 - 1000 µg/L Hydrochinon
Methode:	Eisenreduktion
Methode (Nummer):	8140
Parameter:	Sauerstoff Radikalfänger
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100/pk