



Sauerstoffbinder Reagenziensatz, 3-450 µg/L DEHA

Artikel-Nr.:

2446600

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Erfasst verschiedene Sauerstoffbinder: Carbohydrazid, DEHA, Hydrochinon, Iso-Ascorbinsäure, Methylketoxim. Eisen (II)-Konzentrationen werden ebenfalls mitbestimmt.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	15 - 1000 µg/L Methylketoxim (MEKO)
Messbereich (2):	3 - 450 µg/L DEHA
Messbereich (3):	9 - 1000 µg/L Hydrochinon
Messgerät:	Alle außer DR/850, DR/820, PC II
Methode:	Eisen-Reduktion
Methode (Nummer):	8140
Parameter:	Sauerstoff Radikalfänger