



SulfaVer 4 Sulfat Reagenz Pulverkissen, 2-70 mg/L SO₄

Artikel-Nr.:

1206599

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	SulfaVer 4 Sulfat Reagenz Pulverkissen, 25 ml
EPA konform:	Ja
Fußnote:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Messbereich:	2 - 70 mg/L SO ₄
Messgerät:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Methode:	SulfaVer 4
Methode (Nummer):	8051
Parameter:	Sulfat
Plattform:	Pulverkissen
Reference method:	USEPA 375.4
Volumen / Packungsgröße:	100 St.