



Be Right™



Sulfid Reagensatz, 5-800 µg/L S²⁻

Artikel-Nr.:

2244500

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Sulfid, Methylenblau Methode (colorimetrisch).

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	5 - 800 µg/L S ²⁻
Messgerät:	Alle außer PC II
Methode:	Methylenblau
Methode (Nummer):	8131
Parameter:	Sulfid
Plattform:	Lösung