



Be Right™



## Sulfit Pipettier-Test 0,1-5,0 mg/L SO<sub>3</sub>

Artikel-Nr.: HPT430

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Bemerkungen:	nur für DR 4000, DR 2500, DR 2400 und DR 2010; HACH Küvette (21228), 25x54 mm, 10 mL, erforderlich
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,1 - 5,0 mg/L SO <sub>3</sub>
Methode:	Hach Methode
Parameter:	Sulfit
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Sulfite Reagent set