



Cyanid Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,002-0,240 mg/L CN

Artikel-Nr.:

2430200

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Cyanid, Pyridin-Pyrazalon Methode. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,002 - 0,240 CN ⁻
Methode:	Pyridin-Pyrazalon
Methode (Nummer):	8027
Parameter:	Cyanid
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	10 mL