



Be Right™



## Stablcal Trübungsstandard Kalibrier-Set für 2100P

Artikel-Nr.:

2659405

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Vier gebrauchsfertige, stabilisierte Formazin Primärstandard-Lösungen. Das Set enthält versiegelte Küvetten mit folgenden Konzentrationen: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

---

### Technische Daten

Konzentration:	< 0,1, 20, 100, 800 NTU
Messgerät:	2100P
Parameter:	Turbidity
Volumen / Packungsgröße:	(Set)