



Be Right™



## Elektroden-Reinigungslösung, Renovo.N, bei Messung in sauberen Wasserproben, 250 mL

Artikel-Nr.:

S16M001

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Elektroden-Reinigungslösung für die regelmäßige Wartung von pH-Elektroden. Praktisch für die sanfte Reinigung der pH-Elektrode nach der Verwendung in sauberen Wasserproben. 250 mL Flasche.

### Technische Daten

Beschreibung:	Nach Messungen in wässrigen Lösungen reicht die Reinigung mit einer milden Lösung wie Renovo.N aus.
Formula:	Kathon CG, Deconex 11
Parameter:	Reinigungslösung
Solution Type:	Reinigung
Volumen / Packungsgröße:	250 mL