



Be Right™



## Nitrit TNT, 0,002-0,500 mg/L NO<sub>2</sub>-N

Artikel-Nr.: 2608345  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	NitriVer 3 TNT Reagenzienset
Messbereich:	0,003 - 0,500 mg/L NO <sub>2</sub> -N
Messgerät:	DR 900
Methode:	Diazotierung
Methode (Nummer):	10019
Parameter:	Nitrit
Plattform:	Test 'N Tube