



Stickstoff, gesamt, TNT, 0,5-25 mg/L N

Artikel-Nr.: 2672245
 CHF Preis: Kontakt
 Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Aufschluss erforderlich:	Ja
Bemerkungen:	Satz besteht aus 2 Kartons: 26717-45 und 26721-45 26717-45 = TN Hydroxidreagenz (2714045), Persulfat Pulverkissen (2671846) 26721-45 = TN Säurereagenz C Lösungsröhrchen (2672145), Bisulfitreagenz A Pulverkissen (2671946), Indikatorreagenz B Pulverkissen (2672046) 16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	Stickstoff, gesamt, TNT Reagenziensatz
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,5 - 25,0 mg/L N
Messgerät:	DR 900
Methode:	Persulfat-Aufschluss
Methode (Nummer):	10071
Parameter:	Stickstoff, gesamt
Plattform:	Test 'N Tube