



Be Right™



## Fluorid Reagenz-Lösung 0,02 - 2,00 mg/L F (500 mL)

Artikel-Nr.:

44449

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	125
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L F <sup>-</sup>
Messgerät:	Alle außer DR/820
Methode:	SPADNS
Methode (Nummer):	8029
Parameter:	Fluorid
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500