



Phosphat, gesamt, TNT, 0,06-3,5 mg/L PO₄

Artikel-Nr.:

2742645

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Aufschluss erforderlich:	Ja
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	Phosphat, gesamt, TNT, Reagenziensatz, niedriger Messbereich
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Messgerät:	DR 900
Methode:	PhosVer 3 mit Säure-Persulfat-Aufschluss
Methode (Nummer):	8190
Parameter:	Total Phosphorous
Plattform:	Test 'N Tube
Reference method:	SM 4500 P-E