



Phosphat Reagenz Pulverkissen 0,02-2,50 mg/L PO₄

Artikel-Nr.:

2106069

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen, für die Bestimmung von Ortho-Phosphat. Für 10 mL Probe, 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Lagerbedingungen:	10 °C - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/2000, DR/820
Methode:	Ascorbinsäure
Methode (Nummer):	8048
Parameter:	Phosphat, ortho
Plattform:	Pulverkissen
Reference method:	SM 4500-P-E
Volumen / Packungsgröße:	100 St.