



Be Right™



## PhosVer 3 Phosphat Reagenz Pulverkissen 0,02-2,50 mg/L PO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.: 212599  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Ortho-Phosphat (25 mL Probe; 100 Bestimmungen).

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 100  
Messbereich: 0,02 - 2,50 PO<sub>4</sub>  
Messgerät: DR2000, DR3000, DR900  
Methode: Ascorbinsäure  
Methode (Nummer): 8048  
Parameter: Phosphat  
Plattform: Pulverkissen  
Volumen / Packungsgröße: 100 St.