



ARSENIC TEST KIT

Artikel-Nr.: 2822800

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Hach's most economical test kit for determination of arsenic levels.

Simple, economical kit for measuring arsenic levels in the field

Provides fast, reliable results in 20 minutes

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Fußnote:	*mg/L unless otherwise noted; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Gewicht:	1,13 kg
Kleinste mögliche Schritte:	Steps: 0, 35, 75, 175, 1,500, 4,000 ppb
Kleinste Schrittweite:	Steps: 0, 10, 25, 50, 250, 500 ppb
Koffertyp:	D
Messbereich:	0 - 500 ppb As
Messbereich (2):	0 - 4000 ppb As
Parameter:	Arsenic
Plattform:	Teststreifen
Test-Kit Modell:	Test Strip (EZ)‡