



Be Right™



Kieselsäure Standard-Lösung, 500 µg/L SiO₂

Artikel-Nr.: 2100803
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Kieselsäure Standard-Lösung, 500 µg/L SiO₂ (2,9 L) für Kieselsäure-Analysatoren, 5000er Serie.

Technische Daten

Konzentration:	500 µg/L
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messgerät:	5500sc Silica
Parameter:	Silica
Volumen / Packungsgröße:	2.9 L