



Be Right™



Reagenz 3, Box, für Kieselsäure Analysator 5500 sc

Artikel-Nr.:

6775102

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Enthält 2 L deionisiertes Wasser und Reagenzpulver zum Anrühren.

Technische Daten

Lagerbedingungen:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Messbereich:

N/A

Messgerät:

5500sc Silica

Parameter:

Silica