



Be Right™



Glasküvette, 25 mm rund, 10-20-25 mL Markierung, 6 Stück mit Kappen

Artikel-Nr.: 2401906

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Für den Einsatz in Farbmessgeräten und Spektralphotometern

Technische Daten

Gewicht:	0,2 kg
Lieferumfang:	6 Küvetten mit Verschluss
Material:	Glas
Optische Weglänge:	25 mm rund
Probenvolumen:	up to 25 mL
Volumen / Packungsgröße:	6 St. 25 mL, mit Verschluss