



Pipette, variables Volumen, 0,1 - 1,0 mL

Artikel-Nr.: **BBP078**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die Einkanalpipetten mit Luftverdrängung mit variablem Volumen von Hach zeichnen sich durch ein robustes Design, eine komfortable Ergonomie, einen schlanken Spitzenabwurf und Einhandbedienung aus. Hervorragende Genauigkeit mit Einstellungen in Schritten von 5 µL (0,005 mL). Ideal für den Einsatz mit Hach LCK Reagenzien. Kalibrierbericht und Wartungswerkzeug im Lieferumfang enthalten.

Pipettenspitzen separat erhältlich (BBP079).

Technische Daten

Inhalt:	Pipette 0,1 - 1,0 mL, Wartungswerkzeug, Kalibrierungszertifikat, Basishandbuch.
	Spitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils

Inhalt

Pipette 0,1 - 1,0 mL, Wartungswerkzeug, Kalibrierungszertifikat, Basishandbuch. Spitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.