



Be Right™



Set mit 2 Pipetten, variables Volumen, inkl. Spitzen

Artikel-Nr.: LZP320
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Vorteilspackung, bestehend aus zwei variablen Pipetten: BBP078 (0,1 - 1,0 mL) und BBP065 (1,0 - 5,0 mL), inkl. Spitzen

Technische Daten

Inhalt: BBP078 variable Pipette 0,1 - 1,0 mL
BBP079 Pipettenspitzen für BBP078, 100 Stück
BBP065 variable Pipette 1,0 - 5,0 mL
BBP068 Pipettenspitzen für BBP065, 75 Stück

Probevolumen: 0,1 - 1,0 mL/1,0 - 5,0 mL

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils

Inhalt

BBP078 variable Pipette 0,1 - 1,0 mL
BBP079 Pipettenspitzen für BBP078, 100 Stück
BBP065 variable Pipette 1,0 - 5,0 mL
BBP068 Pipettenspitzen für BBP065, 75 Stück