



Be Right™



## Stablcal Zertifizierter Kalibrierstandard 800 mNTU für FILTERTRAK 660

Artikel-Nr.: 2788453  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für 1-Punkt und 2-Punkt Kalibrierung, 1 L Flasche.

---

### Technische Daten

Konzentration:	800 mNTU
Lagerbedingungen:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Messbereich:	N/A
Parameter:	Turbidity
Volumen / Packungsgröße:	1 L