



Be Right™



## Pocket Pro Redoxpotential-Tester

Artikel-Nr.: 9531100

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

### Kein Rätselraten mehr bei Ihren Messungen

Hach Pocket Pro und Pro+ liefern genaue Ergebnisse; mit integrierten Diagnosefunktionen, austauschbaren Batterien und einem großen, gut ablesbaren LCD-Display.

### Verlässlichkeit der Ergebnisse

Kein Rätselraten mehr bei der Frage, wann der Sensor kalibriert oder gereinigt werden muss – dank integrierter Diagnosefunktionen

### Zeit- und Geldersparnis

Einfach austauschbare AAA-Batterien und ein praktischer Probenbehälter machen Wartungen und Messungen einfach.

### Benutzerfreundlich

Das große LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen, und die bei Modellen mit Ersatzsensor integrierte Hintergrundbeleuchtung macht Messungen in fast jeder Umgebung möglich.

---

## Technische Daten

Auflösung:	1 mV
Batterieanforderung:	4, AAA
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Gehäuseschutzklasse:	IP67
Genauigkeit:	±2 mV
Gewährleistung:	24 Monate
Hintergrundbeleuchtung:	Nein
Inhalt:	Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung
Kalibrierung:	Automatisch
Messbereich:	±999 mV
Parameter:	Redox
Probenvolumen:	7 mL
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

---

## Inhalt

Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung