



Be Right™



## Pocket Pro+ pH-Tester mit austauschbarem Sensor

Artikel-Nr.: 9532000

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

### Kein Rätselraten mehr bei Ihren Messungen

Hach Pocket Pro und Pro+ wurden entwickelt, um exakte Ergebnisse zu liefern. Mit Unterstützung der integrierten Leistungsdiagnose wissen Sie von nun an genau, wann Sie den Sensor reinigen oder kalibrieren müssen. Verwenden Sie austauschbare Akkus im Feldeinsatz und freuen Sie sich auf einen breiten, einfach zu lesenden LCD-Bildschirm.

### Zuverlässige Messergebnisse

Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktionen für pH-Tester bereiten dem Rätselraten bei der Kalibrierung des Sensors ein Ende, damit dieser in optimalem Zustand bleibt.

### Zeit- und Geldersparnis

Einfach austauschbare AAA-Batterien und ein praktischer Probenbehälter machen Wartungen und Messungen einfach.

### Benutzerfreundlichkeit

Das große LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen. Pocket Pro+ Modelle verfügen über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung, die Messungen bei nahezu allen Lichtverhältnissen möglich macht.

---

## Technische Daten

Auflösung:	pH-Wert 0,01
Batterieanforderung:	4, AAA
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Gehäuseschutzklasse:	IP67
Genauigkeit:	pH-Wert von $\pm 0,02$
Gewährleistung:	24 Monate
Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Inhalt:	Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung
Messbereich:	pH-Wert 0,00 - 14,00
Parameter:	pH-Wert, Temperatur
Probenvolumen:	9 mL
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
Stromversorgung:	Batterie-Betrieb (vgl. Stromversorgung)

---

# Inhalt

Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung