



PHC3081-8 pH Kombinationselektrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC

Artikel-Nr.:	E16M305
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

pH Universal-Elektrode mit Ag/AgCl Referenzsystem. Messbereich 0-12 pH, 0-80 °C. Diaphragma: Poröser Stift. Mit Temperatursensor. BNC-Stecker.

Technische Daten

Diaphragma:	Porous pin
Elektroden-Typ:	PHC3081-8
Elektrolytlösung:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	1 m
Länge:	103 mm
Material:	Glass
Messbereich:	0 - 12 pH
Sensortyp:	Glass
Temperaturbereich:	0 - 80 °C
Thermistor:	NTC 10 kohm

Erforderliches Zubehör

- Fülllösung, Referenz, 3 M KCl mit AgCl, 100 mL (Item S21M004)