



SC 1000 Beckenrandbefestigung mit Schutzdach

Artikel-Nr.: LZX957

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Technische Daten

Gewicht:	8,3 kg
Länge:	1800 mm
Material:	Pole: stainless steel 1.4301; Base: stainless steel 1.4308; Screw set: stainless steel.
Messgerät:	Suitable for all SC 1000 probe modules (potentially combined with SC 1000 display module).
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non verbal instruction sheet.