



Be Right™



Glasküvette für Labortrübungsmessgeräte, 30 mL, 6 Stück mit Kappen

Artikel-Nr.: 2084900

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Zum Einsatz in 2100N, 2100AN und Labor RATIO Trübungsmessgeräten mit Kappe

Technische Daten

Fußnote:	For use with Hach Ratio 18900, 2100N and 2100AN Laboratory Turbidimeters.
Gewicht:	0,2 kg
Lieferumfang:	6 Gefäße mit Deckel
Material:	Glas
Probenvolumen:	30 mL