



Be Right™



Durchflussküvetten-Kit, manuell, für 2100N / AN Labortrübungsmessgerät

Artikel-Nr.: 4744900

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Gewicht:	1,9 kg
Lieferumfang:	Halterung, Zulaufgefäß, Abdeckung für Zulaufgefäß, Ablaufvorrichtung, Durchflusszellen Baugruppe, Verbindungsschläuche, Lichtschutz
Probenvolumen:	120 mL purge volume