



Be Right™



CDC749 Leitfähigkeitszelle, 2-polig, platiniiert, Mikroprobe, d = 4 mm, MAB6-Stecker (Radiometer Analytical)

Artikel-Nr.: E61M014
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Für die Verwendung in Glasröhrchen.

Die richtige Leitfähigkeitszelle für Ihre Anwendung.

Es ist wichtig, eine Leitfähigkeitszelle mit der richtigen Bauweise und Geometrie für Ihre jeweilige Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen zu wählen. Die Radiometer Analytical Linie bietet eine Vielfalt an Leitfähigkeitszellen für zahlreiche Anwendungen.

Technische Daten

Elektroden-Anschluss:	MAB6
Gewährleistung:	12 Monate
Kompatible Geräte:	Meterlab CDM210, CDM230
Parameter:	Leitfähigkeit
Typ:	Lab, 2 pole Pt