



Be Right™



TEST-KIT, CA-23 KOHLENDIOXID

Artikel-Nr.:

143601

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Das Test-Kit Kohlendioxid mit Tropfenzähl-Titration deckt Bereiche von 1,25 - 25, 2 - 40 und 5 - 100 mg/L als CO₂ in Schritten von 1,25, 2 und 5 ab. Umfasst einen robusten Tragekoffer, einen vorverpackten Reagenziensatz, detaillierte Anleitungen und alle Geräte, die Sie für schnelle, einfache und genaue Kohlendioxid-Prüfergebnisse vor Ort benötigen.

Umfasst einen robusten Tragekoffer, einen vorverpackten Reagenziensatz, detaillierte Anleitungen und alle Geräte, die Sie für schnelle, einfache und genaue Kohlendioxid-Prüfergebnisse vor Ort benötigen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	200
Fußnote:	*mg/L, sofern nicht anders angegeben, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17,1 mg/L oder 17,1 ppm.
Kleinste Schrittweite:	1,25 2 5
Koffertyp:	D
Messbereich:	2 - 40 mg/L CO ₂
Messbereich (2):	1,25 - 25 mg/L CO ₂
Messbereich (3):	5 - 100 mg/L CO ₂
Methode:	Tropfenzähl-Titration/ Natriumhydroxid -Phenolphthalein
Parameter:	Kohlendioxid – als CO ₂
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	CA-23
Versandgewicht:	1